

Les composants du système de stockage et d'expédition Cryo-EM Basic Grid sont :

Rondelles Cryo-EM de 2e génération - Quantité 10 - SKU M-CEMG2-10

La rondelle cryo-EM MiTeGen de 2e génération vous permet d'organiser, de suivre et d'expédier vos échantillons sur des grilles pour l'analyse de particules uniques et d'autres applications de microscopie électronique cryogénique (cryoEM).



Canne de stockage CryoEM G2 - HC34\VHC35 - Quantité 1 - SKU M-CEMSTC-2

Canne de stockage à étagères pour les rondelles cryo-EM MiTeGen de 2e génération. Peut contenir jusqu'à 10 rondelles. Compatible avec les dewars de stockage IC Biomedical (Worthington) HC34 et VHC35.



Canne d'expédition CryoEM G2 - CX100 - Quantité 1 - SKU M-CEMTPC-1

Canne de transport à étagères pour l'expédition de rondelles cryo-EM MiTeGen de 2^e génération dans un expéditeur à sec IC Biomedical (Worthington) CX100. La canne contient 8 rondelles.



Pince à préhension de rondelle Cryo-EM - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-PGT1

Pince à saisir les rondelles Cryo-EM. Vous permet de manipuler facilement les rondelles cryo-EM, particulièrement utile lorsque vous travaillez avec de l'azote liquide




[Code-barres et sérialisation de rondelle gratuits](#) - Quantité 10 - SKU M-CEMG2- Barcoding

Options de code-barres pour les rondelles cryo-EM. L'ajout d'un code-barres à vos rondelles MiTeGen CryoEM permet un suivi facile. Les codes-barres peuvent être personnalisés selon vos besoins. Chaque rondelle reçoit son propre code-barres.



[Pince cryogénique coudée pour la manipulation de rondelles](#) - Quantité 1 - SKU M-CP- 111-030

Pincettes cryogéniques courbées pour la manipulation de la rondelle.



[Option de couleur de rondelle CryoEM](#) - SKU M-CEMG2-CustomColor

Obtenez votre jeu de rondelles CryoEM dans une série de couleurs uniques. Aide à identifier la rondelle avec laquelle vous travaillez. Disponible en 10 couleurs différentes, ou une couleur unique. Les couleurs disponibles sont : rouge, noir, violet, gris, bleu, or, vert, violet, marron, orange ou arc-en-ciel. **Vous avez votre choix de couleurs de rondelles.**


Cryo-EM Puck Dewar et Insert - Quantité 1 - SKU M-CEM-PD-IS1

Dewar en mousse avec insert de maintien de rondelle cryo-EM pour un transfert facile de la grille. Transférez facilement les boîtes de grille cryo vers ou depuis les rondelles tout en étant immergées dans LN2. Maintenez solidement la rondelle cryo-EM en place. Localisez facilement les positions indexées des boîtes de grille cryo.



Pince à épiler Cryo-EM Grid Box - Quantité 1 - SKU TW-EMTEC-553

Simplifiez la manipulation de la boîte de grille cryo avec ces pincettes faciles à utiliser. Spécialement conçu pour saisir la vis centrale de la boîte, plutôt que ses côtés.



[Tournevis pour verrou de couvercle de rondelle](#) - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-LLSD
Tournevis pour manipuler le verrou du couvercle de la rondelle.



[Cryo-EM Puck and Storage Cane Log Sheets](#) - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-LogSheets

Rondelle Cryo-EM et feuille de journal de canne de stockage. Utile pour enregistrer les informations d'identification.



[Option de couleur de rondelle CryoEM](#) - SKU M-CEMG2-CustomColor

Obtenez votre jeu de rondelles CryoEM dans une série de couleurs uniques. Aide à identifier la rondelle avec laquelle vous travaillez. Disponible en 10 couleurs

différentes, ou une couleur unique. Les couleurs disponibles sont : rouge, noir, violet, gris, bleu, or, vert, violet, marron, orange ou arc-en-ciel. **Vous avez votre choix de couleurs de rondelles.**

MiTeGen

Cryo EM Color Guide



www.mitegen.com