

Les composants du système de stockage et d'expédition Cryo-EM HC35 sont :

Rondelles Cryo-EM de 2e génération - Quantité 100 - SKU M-CEMG2

La rondelle cryo-EM MiTeGen de 2e génération vous permet d'organiser, de suivre et d'expédier vos échantillons sur des grilles pour l'analyse de particules uniques et d'autres applications de microscopie électronique cryogénique (cryoEM).



Canne de stockage CryoEM G2 - HC34\VHC35 - Quantité 10 - SKU M-CEMSTC-2-HC35

Canne de stockage à étagères pour les rondelles cryo-EM MiTeGen de 2e génération. Peut contenir jusqu'à 10 rondelles. Compatible avec les dewars de stockage IC Biomedical (Worthington) HC35..



Canne d'expédition CryoEM G2 - CX100 - Quantité 1 - SKU M-CEMTPC-1

Canne de transport à étagères pour l'expédition de rondelles cryo-EM MiTeGen de 2^e génération dans un expéditeur à sec IC Biomedical (Worthington) CX100. La canne contient 8 rondelles.



Pince à préhension de rondelle Cryo-EM - Quantité 2 - SKU M-CEMG2-PGT1

Pince à saisir les rondelles Cryo-EM. Vous permet de manipuler facilement les rondelles cryo-EM, particulièrement utile lorsque vous travaillez avec de l'azote liquide



**Code-barres et sérialisation de rondelle gratuits - Quantité 100 - SKU M-CEMG2-
Barcoding**

Options de code-barres pour les rondelles cryo-EM. L'ajout d'un code-barres à vos rondelles MiTeGen CryoEM permet un suivi facile. Les codes-barres peuvent être

personnalisés selon vos besoins. Chaque rondelle reçoit son propre code-barres.



[Pince cryogénique coudée pour la manipulation de rondelles](#) - Quantité 2 - SKU M-CP-111-030

Pinces cryogéniques courbées pour la manipulation de la rondelle.




[Cryo-EM Puck Dewar et Insert](#) - Quantité 2 - SKU M-CEM-PD-IS1

Dewar en mousse avec insert de maintien de rondelle cryo-EM pour un transfert facile de la grille. Transférez facilement les boîtes de grille cryo vers ou depuis les rondelles tout en étant immergées dans LN2. Maintenez solidement la rondelle cryo-EM en place. Localisez facilement les positions indexées des boîtes de grille cryo.



Pince à épiler Cryo-EM Grid Box - Quantité 2 - SKU TW-EMTEC-553

Simplifiez la manipulation de la boîte de grille cryo avec ces pincettes faciles à utiliser. Spécialement conçu pour saisir la vis centrale de la boîte, plutôt que ses côtés.



Tournevis pour verrou de couvercle de rondelle - Quantité 2 - SKU M-CEMG2-LLSD

Tournevis pour manipuler le verrou du couvercle de la rondelle.



Barcode Scanner USB - Quantity 1 - SKU M-BCR-001

Handheld barcode reader easily scans 1D & 2D barcodes used on Pucks, Plate, and Bases. Compatible with MiTeGen Cryo-EM Pucks, Uni-Pucks, SPINE (SC3) Baskets, and loop base



Cryo-EM Puck and Storage Cane Log Sheets - Quantité 2 - SKU M-CEMG2-LogSheets

Rondelle Cryo-EM et feuille de journal de canne de stockage. Utile pour enregistrer les



informations d'identification.

Option de couleur de rondelle CryoEM -Quantité 100 - SKU M-CEMG2-CustomColor

Obtenez votre jeu de rondelles CryoEM dans une série de couleurs uniques. Aide à identifier la rondelle avec laquelle vous travaillez. Disponible en 10 couleurs différentes, ou une couleur unique. Les couleurs disponibles sont : rouge, noir, violet, gris, bleu, or, vert, violet, marron, orange ou arc-en-ciel. **Vous avez votre choix de couleurs de rondelles.**



HC34 Réfrigérateur à azote liquide haute capacité 34 litres - Quantité 1 - SKU TW-HC35

Le congélateur d'azote liquide HC35 est conçu pour stocker des quantités d'une variété de matériaux à des températures cryogéniques. Fournit des températures de -196 °C à la surface du liquide et de -190 °C au sommet de la cartouche.



Base à roulettes pour HC34 - Quantité 1 - SKU TW-R033-8C00

Base à roulettes pour le réfrigérateur cryogénique HC34. La base à roulettes robuste à cinq roulettes permet de déplacer facilement et en toute sécurité les dewars et les réfrigérateurs.



CX-100 Dry Shipper and Hard Shipping Case - Quantité 1 - SKU TW-CXS-1

Le CX100 est conçu pour transporter en toute sécurité une variété de matériaux à des températures cryogéniques. La caisse d'expédition est conçue pour protéger le dryshipper pendant le transport.

